

Racks de estantes

Para varios tipos de jaulas

Pb104473



Pb107067



Pb107040



Características comunes

- Todos los Racks están fabricados con acero inoxidable AISI 304 y soldados bajo atmósfera de argón.
- Disponen de 4 ruedas, dos con freno.

Capacidades

Rack	Dimensiones	JAULAS EUROPEAS					JAULAS PANLAB	
		Tipo I	Tipo II	Tipo II-L	Tipo III y III-H	Tipo IV	500	1000
PB104473	150 x 55 x 183(h)	42*	36*	36	25	18	24*	24
Pb107067 - Pb107040	130 x 56 x 168(h)	40*	30*	30	24	15	25*	25

* Doble cantidad, dos filas adosadas por estante

REFERENCIAS

Pb104473	Rack con 5 estantes de perfiles, más el superior laminado que actúa como techo.
Pb107067	Rack con 6 estantes de rejilla (incluida la superior) ajustables en altura.
Pb107040	Rack con 6 estantes lisos (incluido el superior) ajustables en altura.

**Contactenos
para información adicional**

Panlab s.l.u.

C/Energía, 112
08940 Cornellà
(Barcelona) SPAIN

Tel: +34 934 750 697 (Int.)
Tel: 934 190 709 (Dom.)
Fax: +34 934 750 699
info@panlab.com
www.panlab.com